



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE
ФС №2006/690

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО с 18 мая 2006 года до 18 мая 2016 года

ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

*Бодиплетизмографы серии Elite, модели: Elite DX - 220v,
Elite D - 220v, Elite DL - 220v с принадлежностями
(см. Приложение на 2 листах),*

ПРОИЗВОДСТВА *Medical Graphics Corporation, США,*

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВНЕСЕНО В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Государственная регистрация предусматривает надзор за производством
в целях обеспечения безопасности, качества, эффективности
зарегистрированных изделий медицинского назначения и медицинской техники

*Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития*



Р.У. Хабриев

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**

ATTACHMENT

ФС №2006/690

Лист 1

I. Базовые устройства:

1. Elite DX - 220v
2. Elite D - 220v
3. Elite DL - 220v

II. Принадлежности:

1. Коробка с комплектующими Пусковой набор (1 упаковка) Supply Box:
 - зажимы для носа
 - потоковые датчики-пневмотахи
 - загубники
 - гаечный ключ 5мм
 - ГХ-колонки
 - держатель для пневмотаха
 - кабель для интерфейса RS-232
 - индивидуальные контуры пациента
2. Пакет ПО Breeze Suite
3. Набор регуляторов Regulator Kit
4. Калибровочный шприц 3л Three liter calibration syringe
5. Сжатый Воздух 560л в баллоне Gas, Compressed Air 560L
6. Газовая смесь 560л в баллоне: DLCO 21% O₂; 0.5% Ne; 0,3% CO
7. Газ, гелий 560л в баллоне Gas, Helium 100% 560L
8. Газ, кислород 100%, 560л в баллоне Gas, Oxygen 100% 560L
9. ПО "ЗАПРОСЫ БАЗЫ ДАННЫХ" Query Database Software
10. ПО "КОНСУЛЬТАНТ ПУЛЬМОНОЛОГА" Pulmonary Consult Software
11. ПО "ВЫБОР ПРЕДУСТАНОВОК НОРМ" User Defined Predicteds Software
12. ПО "БРОНХОПРОВОКАЦИЯ" Bronchial Provocation Software
13. ПО "МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДОСТУП" Multi-User Software
14. ПО P100
15. ПО "СТАТИСТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ КОМПЛАЙНС"
Static/Dynamic Compliance
16. ПО "БЕЗОПАСНОСТЬ ДАННЫХ" Database Security Software
17. ПО "ВРАЧЕБНАЯ СТАНЦИЯ" Physician Review Station
18. НОУТБУК Laptop Computer

*Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития*



Р.У. Хабриев

18 мая 2006 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT

ФС №2006/690

Лист 2

19. ПК С ЖК-МОНИТОРОМ 15" Desktop Computer & 15" LCD Monitor 230V
20. РАСШИРЕНИЕ "17" ДЛЯ 15" ЖК-МОНИТОРОВ И БОЛЕЕ
17" LCD Monitor Upgrade for above 15" LCD Monitor
21. Принтер HP 6122 с кабелем Printer HP 6122 & Cable
22. Стабилизатор напряжения 230В Power Conditioner, 230V
23. Бесперебойный источник питания 230В
Uninterruptible Power Supply Battery 230V
24. Дозиметр для Бронхиального вызова Dosimeter for Bronchial Challenge
25. Воздушный регулятор для дозиметра Air Regulator for Dosimeter
(50psi, ED tanks)
26. ГАЗ, сжатый воздух в баллоне Gas, Compressed Air (ED)
27. Фильтры (упаковка 10 шт.) Filter (bag of 10)

*Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития*



Р.У. Хабриев

18 мая 2006 года